



# ESLM-2

Lampe à fente



OPHTHALMOLOGIE / ENT

# ESLM-2

## Lampe à fente

### Spécification

**Type:** Galiléen Parallèle

**Grossissement total:** 10X: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X

**Diamètre du champ visuel:**  $\Phi 37$ ,  $\Phi 23$ ,  $\Phi 14$ ,  $\Phi 8.7$ ,  $\Phi 5.7$ mm

**Réglage dioptrique:** + 5D - 5D

**Largeur de fente:** 0mm-10mm réglable en continu

**Hauteur de fente:** 1mm-10mm réglable en continu

**Diamètre d'ouverture:**  $\Phi 14$ ,  $\Phi 10$ ,  $\Phi 5$ ,  $\Phi 3$ ,  $\Phi 2$ ,  $\Phi 1$ ,  $\Phi 0.2$ mm

**Angle de fente:** 0 ° -180 °

**Inclinaison de l'éclairage:** 0 °, 5 °, 10 °, 15 °, 20 °

**Filtre:** Absorption de la chaleur, gris, rouge-vert (vert), bleu cobalt

**Lampe:** Lampe OSRAM halogène tungstène allemande

**Mouvement longitudinal:** 90mm

**Mouvement latéral:** 100mm

**Mouvement vertical:** 30mm

**Mouvement de base fine:** 15mm

**Tension d'entrée:** 110V / 220V 60 / 50Hz

**Puissance d'entrée:** 60VA

**Ampoule d'éclairage:** ampoule d'halogène de 12V / 50W, lampe LED facultative

**Fixation:** LED rouge

### Optionnel



Adaptateur portable



Table Electrique