



SLIT LAMP MICROSCOPE



Cod. YZ5X

Slit Lamp Microscope

Characteristics:

- Advanced converging stereoscopic microscope.
- 14mm Aperture provides broader and clearer field of view.
- Compact and flexible structure ensures the convenient use.



Specifications:

Microscope Type	Converging stereoscope
Objective Magnification	Two steps magnifications
Eye Piece	10X
Magnifications (Filed of View)	10 x (Ø18mm), 16x (Ø14mm)
Pupil Distance	55 mm~82 mm
Diopter Adjustment	+6D
Slit Width	0mm ~ 14mm adjustable(slit is round when the slit width is 14mm)
Slit Height	1 mm ~ 14mm adjustable
Slit Angle	0 ° ~ 180 ° adjustable
Diameter of Light Spot	Ø14mm , Ø9mm , Ø5.5mm , Ø0 .3mm
Slit Inclination	No
Filter	Heat Absorption, Redfree, Cobalt Blue
Illumination Bulb	6V20W Halogen Bulb
Input Voltage	AC220V±22V, AC110V±11 V
Electrical Safety Standard	Conform to Standard IEC601-1, Class I, Type B
Total Weight	23Kg
Packing Volume	720mm x 495mm x 480mm
Optional Accessories	Applanation Tonometer, Trihedron Lens, Gonioscope, Funduscope, Aspheric Lens



ESSE3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





MICROSCOPE LAMPE À FENTE



Cod. YZ5X

Microscope lampe à fente

Caractéristiques:

- Microscope stéréoscopique avancé avec convergence.
- L'ouverture de 14 mm permet un champ de vision plus large et plus léger.
- La structure est compacte et flexible et permet une utilisation pratique.



Spécifications:

Type de Microscope	stéréoscopique avec convergence
Grossissement Objectif	grossissements à deux phases
Oculaires	10X
grossissements (Champ de vision)	10 x (Ø18mm), 16x (Ø14mm)
Distance de travail	55 mm~82 mm
Champ de réglage de la dioptrie	±6D
Largeur de la fente	0mm ~ 14mm réglable (la fente est ronde lorsque la larguer de la fente est de 14mm)
Hauteur de la fente	1 mm ~ 14mm réglable
Angle de la fente	0 ° ~ 180 ° réglable
Diamètre du spot lumineux	Ø14mm , Ø9mm , Ø5.5mm , Ø0.3mm
Inclinaison de la fente	No
Filtre	Absorption de la chaleur, Rouge ou bleu cobalt
Système d'illumination	Lampe halogène de 6V20W
Tension d'entrée	AC220V±22V, AC110V±11 V
Norme de sécurité électrique	Conforme à la norme IEC601-1, Class I, Type B
Poids total	23Kg
Emballage	720mm x 495mm x 480mm
Accessoires en option	Tonomètre à aplanation, lentille Trièdre, gonioscope, Funduscope, Lentille Aspherique



ESSE3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

