



ES-AIN Série

**TABLE BUCKY À HAUTEUR
FIXE**



IMAGERIE



ES-AIN Série

Nom commercial	ES-AIN – Table Bucky à hauteur fixe	
RÉF	ES-AINXXX	
Classe	Le dispositif médical est de classe I	
Famille de produits	CODE	DESCRIPTION
	ES-AIN001-NG	Table horizontale Bucky avec hauteur stationnaire de 730 mm, plateau flottant transparent aux rayons X à 4 voies en HPL de dimensions 2200x810 mm, filtration 0,9 mm Al.Eq.. Mouvement du plateau contrôlé par des commandes au pied avec photocellules et freins électromagnétiques. Bouton B0801 pour mouvement de plateau flottant inclus. Complet de Potter Bucky pour cassette radiographique jusqu'à 430x430mm, préréglé pour AEC. Grille anti-diffusion oscillante taille 480x438mm R10:1 F120 103lp/pouce non incluse. Accessoires facilitant le positionnement du patient disponibles selon votre choix.
	ES-AIN004500	Table horizontale Bucky avec hauteur stationnaire de 730 mm, plateau flottant transparent aux rayons X à 4 voies en HPL de taille 2200x810 mm, filtration 0,9 mm Al.Eq. Mouvement du plateau contrôlé par des commandes au pied avec photocellules et freins électromagnétiques. Bouton B0801 pour mouvement de plateau flottant inclus. Support de détecteur numérique complet pour cassette de taille jusqu'à 430x430x17mm (17"x17"x0,6") avec support pour grille anti-diffusion amovible de taille 480x438mm pour AEC. Grille au choix non incluse. Accessoires facilitant le positionnement du patient disponibles selon votre choix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


ES-AIN001-NG

- Plateau de table : HPL transparent aux rayons X
- Adsorption sur table : 0,9 mm équivalent Al
0,6 pour la fibre de carbone
- Dimensions du plateau : 2200x810 mm
- Mouvement longitudinal du plateau : 850 mm
- Frein de mouvement longitudinal : électromagnétique
- Mouvement transversal du plateau : ± 115 mm
- Frein de mouvement transversal : électromagnétique
- Hauteur du plateau : 730 mm
- Mouvement Potter-Bucky : 550 mm
- Frein de mouvement Potter-Bucky : électromagnétique
- Distance du plateau du film : 70 mm
- Taille de cassette acceptée : min 13 x 18 cm – max 35 x 43 cm
:(dans les deux sens)
- Poids maximal du patient accepté : 200 kg
- Alimentation (longueur de câble 15 m) : 230 Vca – 50/60 Hz – 0,98 kVA
- Poids de l'appareil : 152 kg

ES-AIN004500

- Plateau de table : HPL transparent aux rayons X
- Adsorption sur table : 0,9 mm équivalent Al
: 0,6 pour la fibre de carbone
- Dimensions du plateau : 2200x810 mm
- Mouvement longitudinal du plateau : 850 mm
- Frein de mouvement longitudinal : électromagnétique
- Mouvement transversal du plateau : ± 115 mm
- Frein de mouvement transversal : électromagnétique
- Hauteur du plateau : 730 mm
- Mouvement du plateau détecteur : 550 mm
- Détecteur de mouvement de frein de plateau : électromagnétique
- Poids maximal du patient accepté : 200 kg
- Alimentation (longueur de câble 15 m) : 230 Vca – 50/60 Hz – 0,98 kVA
- Poids de l'appareil : 152 kg

Encombres de la table radiologique ES-AIN (toutes versions), toutes les mesures sont en mm :



Accessoires

MORUE.	DESCRIPTION
B0801	Bouton pour le mouvement flottant du plateau de table
TAC200	Poignées latérales pour la sécurité et le positionnement du patient
CTC900/A	Référence pour la position centrale de la table
FDC800	Bande de compression
PCL900	Porte-cassette latéral jusqu'à 35x43 cm
PCL901	Porte-cassette latéral jusqu'à 35x43 cm avec poignée pour le mouvement du plateau flottant
CL0001	Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec préamplificateur et câbles d'extension de 20 m pour générateur avec connecteur WECO
CL0002	Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec câbles d'extension de 20 m pour générateur avec connecteur WECO (sans préamplificateur)
CL0003	Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec préamplificateur et câbles d'extension de 15 m pour générateur avec connecteur LEMO
CL0004	Chambre de mesure à semi-conducteurs Varex AEC 3 champs avec câbles d'extension de 15 m pour générateur avec connecteur LEMO (sans préamplificateur)
M0034	Grille anti-diffusion de 480 x 438 mm, R10:1, F120, 103 lp/pouce
M0045	Grille anti-diffusion de 480 x 438 mm, R10:1, F120, 215 lp/pouce