



ALLUMINIUM CONTAINERS

CONTAINERS EN ALUMINIUM

F6-019



F6-240



F6-502



ALLUMINIUM CONTAINERS FILTER

Containers are manufactured in aluminium alloy 1050, thickness: 2 mm. Flanged casing and cover, absence of welding ensures a big resistance, Atoxic silicone gasket ensuring a perfect tightening whatever the pressures and temperatures. Filter easily interchangeable, Easy locking system with double security preventing unintentional opening, and leading possibility, Label holder for storage and classification, Transport handles, Anodization over 20 microns, Colour: silver, gold, blue, red. Boxing system in accordance with most of the containers sold on the market.

CONTAINERS EN ALUMINIUM AVEC FILTRE

Conteneurs réalisés en alliage d'aluminium 1050 d'épaisseur 2 mm, corps et couvercle emboutis, l'absence de soudure confère à nos conteneurs une très grande résistance. Joint en silicone atoxiques garantissant une étanchéité parfaite quelques soient la pression et la température, filtre simple à changer. Fermeture d'un maniement simple à double sécurité évitant une ouverture involontaire plus possibilité de plombage. Porte étiquette pour stockage et classification Poignées de transport. Anodisation supérieure à 20 microns. Coloris: argent, or, azur, rouge.

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE SMALL

F6-500	285 x 280 x 100	GREY
F6-501	285 x 280 x 100	YELLOW
F6-502	285 x 280 x 100	GREEN
F6-503	285 x 280 x 100	BLUE
F6-504	285 x 280 x 100	RED
F6-505	285 x 280 x 100	BLACK
F6-506	285 x 280 x 135	GREY
F6-507	285 x 280 x 135	YELLOW
F6-508	285 x 280 x 135	GREEN
F6-509	285 x 280 x 135	BLUE
F6-510	285 x 280 x 135	RED
F6-511	285 x 280 x 135	BLACK
F6-512	285 x 280 x 150	GREY
F6-513	285 x 280 x 150	YELLOW
F6-514	285 x 280 x 150	GREEN
F6-515	285 x 280 x 150	BLUE
F6-516	285 x 280 x 150	RED
F6-517	285 x 280 x 150	BLACK
F6-518	285 x 280 x 200	GREY
F6-519	285 x 280 x 200	YELLOW
F6-520	285 x 280 x 200	GREEN
F6-521	285 x 280 x 200	BLUE
F6-522	285 x 280 x 200	RED
F6-523	285 x 280 x 200	BLACK
F6-524	285 x 280 x 260	GREY
F6-525	285 x 280 x 260	YELLOW
F6-526	285 x 280 x 260	GREEN
F6-527	285 x 280 x 260	BLUE
F6-528	285 x 280 x 260	RED
F6-529	285 x 280 x 260	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE MEDIUM

F6-240	465 x 280 x 100	GREY
F6-241	465 x 280 x 100	YELLOW
F6-242	465 x 280 x 100	GREEN
F6-243	465 x 280 x 100	BLUE
F6-244	465 x 280 x 100	RED
F6-245	465 x 280 x 100	BLACK
F6-246	465 x 280 x 135	GREY
F6-247	465 x 280 x 135	YELLOW
F6-248	465 x 280 x 135	GREEN
F6-249	465 x 280 x 135	BLUE
F6-250	465 x 280 x 135	RED
F6-251	465 x 280 x 135	BLACK
F6-252	465 x 280 x 150	GREY
F6-253	465 x 280 x 150	YELLOW
F6-254	465 x 280 x 150	GREEN
F6-255	465 x 280 x 150	BLUE
F6-256	465 x 280 x 150	RED
F6-257	465 x 280 x 150	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE X-LARGE

F6-136	590 x 370 x 120	GREY
F6-137	590 x 370 x 120	YELLOW
F6-138	590 x 370 x 120	GREEN
F6-139	590 x 370 x 120	BLUE
F6-140	590 x 370 x 120	RED
F6-141	590 x 370 x 120	BLACK
F6-142	590 x 370 x 180	GREY
F6-143	590 x 370 x 180	YELLOW
F6-144	590 x 370 x 180	GREEN
F6-145	590 x 370 x 180	BLUE
F6-146	590 x 370 x 180	RED
F6-147	590 x 370 x 180	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE LARGE

F6-010	580 x 280 x 100	GREY
F6-011	580 x 280 x 100	YELLOW
F6-012	580 x 280 x 100	GREEN
F6-013	580 x 280 x 100	BLUE
F6-014	580 x 280 x 100	RED
F6-015	580 x 280 x 100	BLACK
F6-016	580 x 280 x 135	GREY
F6-017	580 x 280 x 135	YELLOW
F6-018	580 x 280 x 135	GREEN
F6-019	580 x 280 x 135	BLUE
F6-020	580 x 280 x 135	RED
F6-021	580 x 280 x 135	BLACK
F6-022	580 x 280 x 150	GREY
F6-023	580 x 280 x 150	YELLOW
F6-024	580 x 280 x 150	GREEN
F6-025	580 x 280 x 150	BLUE
F6-026	580 x 280 x 150	RED
F6-027	580 x 280 x 150	BLACK
F6-028	580 x 280 x 200	GREY
F6-029	580 x 280 x 200	YELLOW
F6-030	580 x 280 x 200	GREEN
F6-031	580 x 280 x 200	BLUE
F6-032	580 x 280 x 200	RED
F6-033	580 x 280 x 200	BLACK
F6-034	580 x 280 x 260	GREY
F6-035	580 x 280 x 260	YELLOW
F6-036	580 x 280 x 260	GREEN
F6-037	580 x 280 x 260	BLUE
F6-038	580 x 280 x 260	RED
F6-039	580 x 280 x 260	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE FLAT

F6-710	285 x 280 x 55	GREY
F6-711	285 x 280 x 55	YELLOW
F6-712	285 x 280 x 55	GREEN
F6-713	285 x 280 x 55	BLUE
F6-714	285 x 280 x 55	RED
F6-715	285 x 280 x 55	BLACK
F6-716	285 x 280 x 85	GREY
F6-717	285 x 280 x 85	YELLOW
F6-718	285 x 280 x 85	GREEN
F6-719	285 x 280 x 85	BLUE
F6-720	285 x 280 x 85	RED
F6-721	285 x 280 x 85	BLACK

ALLUMINIUM CONTAINERS VALVE

Containers are manufactured in aluminium alloy 1050, thickness: 2 mm. Flanged casing and cover, absence of welding ensures a big resistance, Atoxic silicone gasket ensuring a perfect tightening whatever the pressures and temperatures.

Valve easily interchangeable, Easy locking system with double security preventing unintentional opening, and leading possibility, Label holder for storage and classification, Transport handles, Anodization over 20 microns, Colour: silver, gold, blue, red. Boxing system in accordance with most of the containers sold on the market.

CONTAINERS EN ALUMINIUM AVEC VANNE

Conteneurs réalisés en alliage d'aluminium 1050 d'épaisseur 2 mm, corps et couvercle emboutis, l'absence de soudure confère à nos conteneurs une très grande résistance. Joint en silicone atoxiques garantissant une étanchéité parfaite quelque soit la pression et la température, vanne simple à changer.

Fermeture d'un maniement simple à double sécurité évitant une ouverture involontaire plus possibilité de plombage.


Porte étiquette pour stockage et classification.

Poignées de transport. Anodisation supérieure à 20 microns.

Coloris: argent, or, azur, rouge. Système d'emboîtement compatible avec la majorité des conteneurs du marché.



F7-721



TOP VIEW OF THE CORNER



BOTTOM VIEW OF THE CORNER

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE SMALL

F7-500	285 x 280 x 105	GREY
F7-501	285 x 280 x 105	YELLOW
F7-502	285 x 280 x 105	GREEN
F7-503	285 x 280 x 105	BLUE
F7-504	285 x 280 x 105	RED
F7-505	285 x 280 x 105	BLACK
F7-506	285 x 280 x 140	GREY
F7-507	285 x 280 x 140	YELLOW
F7-508	285 x 280 x 140	GREEN
F7-509	285 x 280 x 140	BLUE
F7-510	285 x 280 x 140	RED
F7-511	285 x 280 x 140	BLACK
F7-512	285 x 280 x 155	GREY
F7-513	285 x 280 x 155	YELLOW
F7-514	285 x 280 x 155	GREEN
F7-515	285 x 280 x 155	BLUE
F7-516	285 x 280 x 155	RED
F7-517	285 x 280 x 155	BLACK
F7-518	285 x 280 x 205	GREY
F7-519	285 x 280 x 205	YELLOW
F7-520	285 x 280 x 205	GREEN
F7-521	285 x 280 x 205	BLUE
F7-522	285 x 280 x 205	RED
F7-523	285 x 280 x 205	BLACK
F7-524	285 x 280 x 265	GREY
F7-525	285 x 280 x 265	YELLOW
F7-526	285 x 280 x 265	GREEN
F7-527	285 x 280 x 265	BLUE
F7-528	285 x 280 x 265	RED
F7-529	285 x 280 x 265	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE LARGE

F7-010	580 x 280 x 105	GREY
F7-011	580 x 280 x 105	YELLOW
F7-012	580 x 280 x 105	GREEN
F7-013	580 x 280 x 105	BLUE
F7-014	580 x 280 x 105	RED
F7-015	580 x 280 x 105	BLACK
F7-016	580 x 280 x 140	GREY
F7-017	580 x 280 x 140	YELLOW
F7-018	580 x 280 x 140	GREEN
F7-019	580 x 280 x 140	BLUE
F7-020	580 x 280 x 140	RED
F7-021	580 x 280 x 140	BLACK
F7-022	580 x 280 x 155	GREY
F7-023	580 x 280 x 155	YELLOW
F7-024	580 x 280 x 155	GREEN
F7-025	580 x 280 x 155	BLUE
F7-026	580 x 280 x 155	RED
F7-027	580 x 280 x 155	BLACK
F7-028	580 x 280 x 205	GREY
F7-029	580 x 280 x 205	YELLOW
F7-030	580 x 280 x 205	GREEN
F7-031	580 x 280 x 205	BLUE
F7-032	580 x 280 x 205	RED
F7-033	580 x 280 x 205	BLACK
F7-034	580 x 280 x 265	GREY
F7-035	580 x 280 x 265	YELLOW
F7-036	580 x 280 x 265	GREEN
F7-037	580 x 280 x 265	BLUE
F7-038	580 x 280 x 265	RED
F7-039	580 x 280 x 265	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE MEDIUM

F7-240	465 x 280 x 105	GREY
F7-241	465 x 280 x 105	YELLOW
F7-242	465 x 280 x 105	GREEN
F7-243	465 x 280 x 105	BLUE
F7-244	465 x 280 x 105	RED
F7-245	465 x 280 x 105	BLACK
F7-246	465 x 280 x 140	GREY
F7-247	465 x 280 x 140	YELLOW
F7-248	465 x 280 x 140	GREEN
F7-249	465 x 280 x 140	BLUE
F7-250	465 x 280 x 140	RED
F7-251	465 x 280 x 140	BLACK
F7-252	465 x 280 x 155	GREY
F7-253	465 x 280 x 155	YELLOW
F7-254	465 x 280 x 155	GREEN
F7-255	465 x 280 x 155	BLUE
F7-256	465 x 280 x 155	RED
F7-257	465 x 280 x 155	BLACK

MODEL ALLUMINIUM CONTAINER FILTER TYPE X-LARGE

F7-711	590 x 370 x 125	GREY
F7-712	590 x 370 x 125	YELLOW
F7-713	590 x 370 x 125	GREEN
F7-714	590 x 370 x 125	BLUE
F7-715	590 x 370 x 125	RED
F7-716	590 x 370 x 125	BLACK
F7-717	590 x 370 x 185	GREY
F7-718	590 x 370 x 185	YELLOW
F7-719	590 x 370 x 185	GREEN
F7-720	590 x 370 x 185	BLUE
F7-721	590 x 370 x 185	RED
F7-722	590 x 370 x 185	BLACK



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

